



## Einführung von Nuvis, der aktuell saubersten arthroskopischen Lösung

NUVIS® ist die nächste Generation der arthroskopischen Lösungen von Integrated Endoscopy. Zu den fortschrittlichen technologischen Neuerungen gehören die 4K-Bildgebung, die integrierte LED-Leuchte und die Auslegung als Einmalprodukt, wodurch dieses immer steril und einsatzbereit ist. Diese Innovationen setzen einen neuen Goldstandard in der ergonomischen, kabellosen Bedienung. Wenden Sie sich noch heute an uns, wenn Sie mehr über die außergewöhnlichen Leistungsvorteile von NUVIS erfahren möchten.



**Zum Einmalgebrauch**  
immer steril,  
immer einsatzbereit -  
keine Verzögerungen



**Patentierte 4K-  
Technologie**  
für schärfere,  
klarere Bilder



**Integrierte LED  
Coolite™**  
für hochauflösende  
Beleuchtung




**Beleuchtung kabellos &  
energieautark**  
kein Kabelchaos  
im OP



**Kostengünstig**  
keine zusätzlichen  
Kosten pro  
Operation



## Präzisions-LED Coolite™



### 38°C Coolite™

Die eingebettete LED liefert kühles, klares weißes Licht ohne Lichtquelle oder Kabel und birgt kein Verbrennungsrisiko an der Spitze.


### Blickwinkelinnovation

Für die Prismen der Nuvis-Instrumente werden High-Tech-Materialien und -Komponenten verwendet, um eine Vielzahl an Blickwinkeln zu ermöglichen und gleichzeitig die Fertigungskosten zu minimieren.

A NU VIEW 

## Hochwertige 4K-Bildgebung

Patentierte Optik mit 4K-Bildqualität ohne Glasfaserbündel und mit weniger Elementen - für Kostenersparnis und gegen mindere Bildqualität.



### Praktisch

Keine Umstände mehr mit dem Backup-Arthroskop, wenn das vorgesehene Arthroskop sich als unbrauchbar erweist.

### Effizient

Nuvis wird steril und einsatzbereit geliefert und kann mit allen führenden Kamerasystemen verwendet werden.

### Bestellinformation:

Nuvis (STY) IE4030-10  
Nuvis (SNN) IE4030SSN-10  
Nuvis (ATX) IE4030ATX-10

### Anwendungsbereich:

Das Nuvis Arthroskop von Integrated Endoscopy ist ein endoskopisches Instrument, welches in den Patienten eingeführt wird, um zum Zwecke der Untersuchung, Diagnose und/oder Therapie eine Innenansicht oder ein Bild des Gelenkinneren zu liefern. Die Nuvis Arthroscopie von Integrated Endoscopy sind für die Arthroscopie von Knie, Schulter, Hüfte, Handgelenk (Karpaltunnelsyndrom), Kiefergelenk, Sprunggelenk, Ellenbogen oder Fuß (Release der Plantarfaszie) vorgesehen.

### Sicher

Steril verpackt schützt Nuvis Patienten und Einrichtungen vor Infektionsrisiken und Krankheitsübertragung aufgrund von Fehlern bei der Aufbereitung und Sterilisation.

### Gleichbleibende Qualität

Nuvis ist beim Auspacken immer neu und anders als herkömmliche Arthroscopie nicht von Verschleiß betroffen. Nuvis liefert unter allen Bedingungen und jederzeit dieselbe vorhersehbare Leistung.

### Kostenneutral

Die Zahlen zeigen, wie ein Einweg-Instrument wie Nuvis laufende Kosten für Reinigung, Sterilisation, Desinfektion, Bestandsverwaltung und Instrumentenreparatur spart.

### Leistung

Die innovative Technik des Nuvis Einweg-Instruments liefert 4K-Bildqualität und eine Funktionalität, die der konventioneller Arthroscopie ebenbürtig ist.

### Klarheit

Nuvis liefert dem Operateur mit konstanter Helligkeit und Farbe und in hoher Auflösung unvergleichlich klare Einblicke in das chirurgische Zielgebiet.

### Zuverlässigkeit

In modernsten Fertigungsprozessen wird die gleiche ultrapräzise optische Visualisierungstechnologie verwendet wie in Smartphone-Kameras.

Innomed-Europe LLC  
Alte Steinhäuserstrasse 19  
CH-6330 Cham  
T: +41 (0) 41 740 67 74  
[info@innomed-europe.com](mailto:info@innomed-europe.com)