


# INNOMED<sup>®</sup>

## ORTHOPEDIC INSTRUMENTS

### Innomed eNews – Juli 2024 –No2

#### Carpal Tunnel Guide !!!



*New!*

#### Carpal Tunnel Release Guide and Blade Set

Guide designed by Peter J. Evans, MD, PhD

*Guide designed to help protect the median nerve while providing a track that allows for the smooth advance of the blade to divide the transverse carpal ligament during a mini-open, non-endoscopic approach*



Set #1124-00

Also Available Individually



Set Includes One Guide and One Blade

Carpal Tunnel Release Blade

#1124-02 (Pack of 2)




Evans  
Carpal Tunnel Guide #1128

#### Latarjet Bohrführung und Zange nach Meyer


**Latarjet Bohrführung & Zange nach Meyer**

Entwickelt von Professor Dominik Meyer

*Zielgerät für die bündige  
Anlage eines Knochenblocks  
an eine Gelenkfläche*



| ARTIKELNUMMERN:                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SET, SMALL                                                                                                                                  | SET, LARGE                                                                                                                                   |
| 5257-00 [Set, Small]                                                                                                                        | 5258-00 [Set, Large]                                                                                                                         |
| Setbestandteile:                                                                                                                            | Setbestandteile:                                                                                                                             |
| 5257-01 [Latarjet Zange, Small]<br>Gesamtlänge: 14,9 cm<br>Breite von Hebelzunge und Klemmarm: 5,6 mm                                       | 5258-01 [Latarjet Zange, Large]<br>Gesamtlänge: 14,9 cm<br>Breite von Hebelzunge und Klemmarm: 8,15 mm                                       |
| 5257-02 [Latarjet Bohrführung, Small]<br>Gesamtlänge: 21,6 cm<br>Durchmesser Bohrlöcher: 3,5 mm<br>Abstand zwischen den Bohrlöchern: 9,9 mm | 5258-02 [Latarjet Bohrführung, Large]<br>Gesamtlänge: 21,6 cm<br>Durchmesser Bohrlöcher: 3,5 mm<br>Abstand zwischen den Bohrlöchern: 12,5 mm |
| 1025 [Behälter]                                                                                                                             | 1025 [Behälter]                                                                                                                              |



Set im Behälter

HERGESTELLT  
IN DEN USA

**Besuchen Sie uns «live» auch an den Messen!**



Für weitere Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
Do not hesitate to contact us for further information about our products!

**Tel. (for EU states): +49 (0) 7720 46110 60**

**Tel. (outside the EU): +41 (0) 41 740 67 74**

**For orders/offers:** [orders@innomed-europe.com](mailto:orders@innomed-europe.com)

**For loaners:** [loaners@innomed-europe.com](mailto:loaners@innomed-europe.com)

**General Information:** [info@innomed-europe.com](mailto:info@innomed-europe.com)

VISIT OUR WEBSITE

*Copyright © 2023 Innomed-Europe LLC, All rights reserved.*

Sie erhalten diesen Newsletter da Sie als Kunde bei Innomed-Europe registriert sind.

Our mailing address is:

Innomed-Europe LLC

Alte Steinhauserstrasse 19

6330 Cham Switzerland

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).