Datum: 5. Juli 2024 um 13:00



Innomed eNews - Juli 2024 - NUVIS

BRANDAKTUELL: NUVIS jetzt kostenlos testen!!



NUVIS® ist die nächste Generation der arthroskopischen Lösungen von Integrated Endoscopy. Zu den fortschrittlichen

technologischen Neuerungen gehören die 4K-Bildgebung, die integrierte LED-Leuchte und die Auslegung als Einmalprodukt, wodurch dieses immer steril und einsatzbereit ist. Diese Innovationen setzen einen neuen Goldstandard in der ergonomischen, kabellosen Bedienung. Wenden Sie sich noch heute an uns,



Zum Einmalgebrauch immer steril, immer einsatzbereit keine Verzögerungen



Patentierte 4K-Technologie für schärfere, klarere Bilder



Integrierte LED Coolite[™] für hochauflösende Beleuchtung



Beleuchtung kabellos & energieautark kein Kabelchaos im OP



Kostengünstig keine zusätzlichen Kosten pro Operation










EINWEG- ARTH ROSKOP



Präzisions-LED Coolite™



Die eingebettete LED liefert kühles, klares weißes Licht ohne Lichtquelle oder Kabel und birgt kein Verbrennungsrisiko an der Spitze.

Für die Prismen der Nuvis-Instrumente werden High-Tech-Materialien und -Komponenten verwendet, um eine Vielzahl an Blickwinkeln zu ermöglichen und gleichzeitig die Fertigungskosten zu minimieren

105°

Sichtfeld

Hochwertige 4K-Bildgebung

Patentierte Optik mit 4K-Bildqualität ohne Glasfaserbündel und mit weniger Elementen für Kostenersparnis und gegen mindere Bildqualität.



Optimale Helligkeit mit integrierter patentierter LED-Technik

Keine Umstände mehr mit dem Backup-Arthroskop, wenn das vorgesehene Arthroskop sich als unbrauchbar erweist.

Effizient

Nuvis wird steril und einsatzbereit geliefert und kann mit allen führenden Kamerasystemen verwendet werden.

Bestellinformation:

Nuvis (STY) IE4030-10 Nuvis (SNN) IE4030SSN-10 Nuvis (ATX) IE4030ATX-10

Steril verpackt schützt Nuvis Patienten und Einrichtungen vor Infektionsrisiken und Krankheitsübertragung aufgrund von Fehlern bei der Aufbereitung und Sterilisation.

Gleichbleibende Qualität

Nuvis ist beim Auspacken immer neu und anders als herkömmliche Arthroskope nicht von Verschleiß betroffen. Nuvis liefert unter allen Bedingungen und jederzeit dieselbe vorhersehbare Leistung.

Die Zahlen zeigen, wie ein Einweg-Instrument wie Nuvis laufende Kosten für Reinigung, Sterilisation, Desinfektion, Bestandsverwaltung und Instrumentenreparatur spart.

Die innovative Technik des nuvis Einweg-Instruments liefert 4K-Bildqualität und eine Funktionalität, die der konventioneller Arthroskope ebenbürtig ist.

Nuvis liefert dem Operateur mit konstanter Helligkeit und Farbe und in hoher Auflösung unvergleichlich klare Einblicke in das chirurgische Zielgebiet.

In modernsten Fertigungsprozessen wird die gleiche ultrapräzise optische Visualisierungstechnologie verwendet wie in Smartphone-Kameras.

Innomed-Europe LLC Alte Steinhauserstrasse 19 Anwendungsbereich:

Das nuvis Arthroskop von Integrated Endoscopy ist ein endoskopisches Instrument, welches in den Patienten eingeführt wird um zum Zwecke der Untersuchung, Diagnose und/oder Therapie eine Innenansicht oder ein Bild des Gelenkinneren zu liefern. Die nuvis Arthroskope von Integrated Endoscopy sind für die Arthroskopie von Knie, Schulter, Hüfte, Handgelenk (Karpaltunnelsyndrom), Kiefergelenk, Sprunggelenk, Ellenbogen oder Fuß (Release der Plantarfaszie) vorgesehen.

©2023. Alle Rechte vorbehalten



Bestellinformation:

Nuvis (STY) IE4030-10 Nuvis (SNN) IE4030SSN-10 Nuvis (ATX) IE4030ATX-10

Kontaktieren Sie uns unter +41 (0) 41 740 67 74

Für weitere Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! Do not hesitate to contact us for further information about our products!

> Tel. (for EU states): +49 (0) 7720 46110 60 Tel. (outside the EU): +41 (0) 41 740 67 74

For orders/offers: orders@innomed-europe.com
For loaners: loaners@innomed-europe.com

General Information: <u>info@innomed-europe.com</u>

VISIT OUR WEBSITE

Copyright © 2023 Innomed-Europe LLC, All rights reserved.
Sie erhalten diesen Newsletter da Sie als Kunde bei Innomed-Europe registriert sind.

Our mailing address is: Innomed-Europe LLC Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Switzerland

Want to change how you receive these emails? You can <u>update your preferences</u> or <u>unsubscribe from this list</u>.