

Von: Innomed-Europe noreply@innomed-europe.com
Betreff: New Instruments from Innomed Europe LLC
Datum: 22. August 2024 um 14:34
An: info@i-d.ch

I

INNOMED
ORTHOPEDIC INSTRUMENTS



Innomed-INFO – August 2024

Jetzt erhältlich bei Innomed Europe!

RegJoint™

die bioresorbierbare Lösung bei Arthrose in den kleinen Gelenken






Erhält die Mobilität bei Arbeit, Sport und Freizeit



RegJoint™



REF number	Diameter (mm)	Height (mm)
RG0001	8	3,6
RG0002	10	4,0
RG0003	12	4,0
RG0004	14	4,5
RG0005	16	4,5
RG0006	18	4,5
RG0007	20	4,5

RegJoint™ Sizer



REF number	Diameter (mm)	Height (mm)
S01	8	3,8
S02	10	4,4
S03	12	4,4
S04	14	4,9
S05	16	4,9
S06	18	4,9
S07	20	4,9

RegJoint™ ist ein bioresorbierbares Implantat zur chirurgischen Behandlung von Arthrose in den kleinen Gelenken der Hände und Füße.

[Klicken Sie hier für mehr Informationen](#)

Bestellinformation:

Kontaktieren Sie uns unter +41 (0) 41 740 67 74

Für weitere Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Do not hesitate to contact us for further information about our products!

Tel. (for EU states): +49 (0) 7720 46110 60

Tel. (outside the EU): +41 (0) 41 740 67 74

For orders/offers: orders@innomed-europe.com

For loaners: loaners@innomed-europe.com

General Information: info@innomed-europe.com

VISIT OUR WEBSITE

Copyright © 2023 Innomed-Europe LLC, All rights reserved.

Sie erhalten diesen Newsletter da Sie als Kunde bei Innomed-Europe registriert sind.

Our mailing address is:

Innomed-Europe LLC

Alte Steinhauserstrasse 19

6330 Cham Switzerland

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).